

INSTRUCTIONS

EN

1. Select the area for the placement of the Grip-Lok.
Note: The catheter should be already inserted in the patient.
2. Prepare the skin according to the standard hospital protocol for dressing application. Skin prep or hair removal may be required on some patients for better adhesion.
3. Open the top flap and hold the flap open.
4. Position the Grip-Lok with the catheter in the groove at edge of the foam section.
5. Hold the Grip-Lok in position while removing the paper backing from one side, then the other, to secure on the skin surface.
6. Remove the interior liner and place the catheter over the foam and onto the center of the exposed adhesive surface.
7. Secure the top flap over the catheter and apply gentle pressure to the center fabric area over the catheter adhesive.



Direction: for added skin protection, skin prep may be used prior to application of securement device.

Note: Replace securement device if soiled or saturated in fluid or if device shows signs of wear or damage.

Note: Use of an alcohol swab may help removal of securement device from the skin.

Note: re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or bacterial infections.

Note: Hypoallergenic.

2021-08-30



TIDI® Products, LLC
570 Enterprise Drive
Neenah, WI 54956 USA

Phone: +1 920 751 4300
tidiproducts.com/securement

CE 2797

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

Grip-Lok is a registered trademark of TIDI Products, LLC.
PATENT #D625002 & #8251957



Medium Universal Catheter
Securement Device

REF	Description
3300MEPI	Medium Universal Catheter Securement

STERILE R



44U00015 Rev. 01

GEBRAUCHSANLEITUNG

DE

1. Den Bereich auswählen, in dem der Grip-Lok angebracht werden soll. Hinweis: Der Katheter sollte bereits im Patienten eingeführt sein.
2. Die Haut entsprechend den Krankenhausstandardsrichtlinien für Verbände vorbereiten. Bei einigen Patienten kann eine Hautvorbereitung bzw. Haarentfernung für bessere Haftung notwendig sein.
3. Die obere Lasche öffnen und die Lasche geöffnet halten.
4. Den Grip-Lok mit dem Katheter in der Rille am Rand des Schaumstoffteils platzieren.
5. Den Grip-Lok in seiner Position festhalten und die Papierabdeckung erst von einer und dann der anderen Seite entfernen, um ihn an der Hautoberfläche festzukleben.
6. Die innere Einlage entfernen und den Katheter über den Schaumstoff und auf die Mitte der freiliegenden Haftoberfläche legen.
7. Die obere Lasche über den Katheter klappen und sanften Druck auf den mittleren Mittelverschluss über dem Katheter-Mittelstreifen ausüben.



Ankündigung: Zum zusätzlichen Schutz der Haut kann vor der Applikation der Sicherungsvorrichtung die Haut vorbereitet werden.

Hinweis: Die Sicherungsvorrichtung muss ausgetauscht werden, wenn sie verunreinigt oder in einer Flüssigkeit gesättigt ist, oder wenn die Vorrichtung Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.

Hinweis: Die Entfernung der Sicherungsvorrichtung von der Haut wird durch einen Tupfer mit sterilem Wasser erleichtert.

Hinweis: Eine Wiederverwendung dieser Vorrichtung kann die mechanischen oder biologischen Eigenschaften derselben verändern und einen Defekt der Vorrichtung, allergische Reaktionen oder bakterielle Infektionen zur Folge haben.

Hinweis: Hypoallergen.

MODE D'EMPLOI

FR

1. Choisir la zone de mise en place du Grip-Lok. Remarque : le cathéter doit avoir été inséré au préalable dans le patient.
2. Préparer la peau selon le protocole standard de pansement de l'hôpital. Une préparation de la peau ou un rasage peut être nécessaire chez certains patients pour une meilleure adhérence.
3. Ouvrir le rabat supérieur et le garder ouvert.
4. Positionner le Grip-Lok avec le cathéter dans la rainure au bord de la partie en mousse.
5. Maintenir le Grip-Lok en position tout en retirant le papier protecteur d'un côté, puis de l'autre côté, afin de le coller sur la peau.
6. Retirer le film intérieur et placer le cathéter par dessus la mousse et sur le centre de la surface adhésive exposée.
7. Fixer le rabat supérieur sur le cathéter et appuyer légèrement au centre de la partie en tissu sur la surface adhésive du cathéter.



Mode d'emploi : pour une meilleure protection cutanée, on pourra préparer la peau avant d'appliquer le dispositif de fixation.

Remarque: Remplacer le dispositif de fixation s'il est sale ou saturé de liquide, ou s'il présente des signes d'usure ou des dommages.

Remarque: La suppression de la fixation est facilitée par un tampon stérile trempé dans de l'eau.

Remarque: La réutilisation de ce dispositif risque d'altérer ses caractéristiques mécaniques ou biologiques et peut causer une défaillance, des réactions allergiques ou des infections bactériennes.

Remarque: Hypoallergénique.

ISTRUZIONI

IT

1. Selezionare l'area di posizionamento del Grip-Lok. Nota: il catetere deve essere già inserito al paziente.
2. Preparare la cute seguendo il protocollo ospedaliero standard per l'applicazione delle medicazioni. In alcuni pazienti può rendersi necessario preparare la cute o depilare per una migliore adesione.
3. Aprire il lembo superiore e mantenere aperto il lembo.
4. Posizionare il Grip-Lok con il catetere nella scanalatura posta sul bordo della sezione in schiuma.
5. Mantenere il Grip-Lok in posizione durante la rimozione del rivestimento di carta da un lato, quindi dall'altro, per fissarlo sulla superficie cutanea.
6. Rimuovere il rivestimento interno e collocare il catetere sopra la schiuma e al centro della superficie adesiva esposta.
7. Fissare il lembo superiore sul catetere e applicare una delicata pressione al centro dell'area in tessuto sull'adesivo del catetere.



Istruzioni: per proteggere ulteriormente la cute, può essere impiegata una salvietta per la preparazione della cute prima dell'applicazione del dispositivo di fissaggio.

Nota: sostituire il dispositivo di fissaggio se è sporco, saturo di fluido o se mostra segni di danni o usura.

Nota: l'utilizzo di un tampone imbevuto di alcol può agevolare la rimozione del dispositivo dalla cute.

Nota: il riutilizzo di questo dispositivo potrebbe cambiare le caratteristiche meccaniche o biologiche e potrebbe causare il cedimento dell'impianto, reazioni allergiche o infezioni batteriche.

Nota: Ipoallergenico.

INSTRUCTIES

NL

1. Kies een regio voor plaatsing van de Grip-Lok. Opmerking: de katheter moet al in het lichaam van de patient zijn ingebracht.
2. Bereid de huid volgens het standaard klinisch protocol voor het aanbrengen vanverbanden. Bij sommige patienten kan huidpreparatie of ontharing noodzakelijk zijn om de adhesie te verbeteren.
3. Open het bovenste lipje en houd het geopend vast.
4. Positioneer de Grip-Lok, met de katheter in de groef aan de rand van het schuim gedeelte.
5. Houd de Grip-Lok in positie terwijl u het papieren deklaagje eerst van de ene zijde en dan van de andere zijde verwijdert om de Grip-Lok op het huidoppervlak vast te zetten.
6. Verwijder de binneste dekstrip en plaats de katheter boven het schuim en op het midden van het blootgelegde Heerflak.
7. Fixe het bovenste lipje over de katheter en oefen lichte druk uit op het middelste stuk. Middenband op het Heerflak van de katheter.



Aanwijzing: om de bescherming van de huid te optimaliseren kunt u een huidpreparatiemiddel gebruiken voordat u de bevestigingspleister aanbrengt.

Opmerking: Vervang de bevestigingspleister indien deze vies of doorloos is of als deze tekenen van slijtage of schade vertoont.

Opmerking: Het gebruik van een alcoholoedje kan het van de huid verwijderen van de bevestigingspleister vergemakkelijken.

Opmerking: Het is mogelijk dat hergebruik van dit hulpmiddel leidt tot verandering van de mechanische of biologische functies en tot falen van het hulpmiddel, allergische reacties of bacteriële infecties.

Opmerking: Hypoallergeen.

BRUKSANVISING

SV

1. Väl ut platsen där Grip-Lok ska sättas. Obs! Katetern ska redan vara införd i patienten.
2. Preparera huden enligt sjukhusets standardrutiner för applicering av förband. På vissa patienter krävs hudrengöring eller hårentferning för att förbättra vidhäftningsförmågan.
3. Öppna toppflikken och håll fliken öppen.
4. Placera Grip-Lok i läge med katetern i färan vid skumdelens kant.
5. Håll Grip-Lok på plats medan du tar av skyddsapparatet först från ena sidan och sedan från den andra, för att fästa den på huden.
6. Ta bort det inre skyddsapparatet och placera katetern över skumdelen och mitt på den exponerade fästytan.
7. Sätt fast toppflikken över katetern och tryck varigt på textområdet i mitten, över kateterfästytan.



Anvisning: För ökat hudskydd kan hudrengöringsmedel användas innan fästordenningen sätts fast.

Obs! Byt ut fästordenningen om den är smutsig eller blöt eller om ordningen visar tecken på att vara slitna eller skadad.

Obs! En alkohollösning kan hjälpa till att avlägsna fästordenningen från huden.

Obs! Återanvändning av det här förbandet kan ändra dess mekaniska och biologiska funktioner och kan leda till att det inte fungerar korrekt, allergiska reaktioner eller bakteriella infektioner.

Obs! Hypoallergen.

INSTRUCCIONES

ES

1. Selecciona la zona donde se ha de colocar el Grip-Lok. Nota: El catetere ya debe estar insertado en el paciente.
2. Prepara la piel de acuerdo con el protocolo habitual del hospital para la colocación de apósitos. En algunos pacientes puede ser necesario preparar la piel con un protector cutáneo o eliminar el vello para mejorar la adhesión.
3. Abre la solapa superior y mantenga la solapa abierta.
4. Posicione el Grip-Lok con el catetere en la ranura al borde de la parte de espuma.
5. Sujete el Grip-Lok en la posición deseada mientras retira el papel de la parte posterior de uno de los lados, luego del otro, para fijarlo sobre la superficie de la piel.
6. Retire la lámina protectora interior y coloque el catetere sobre la espuma y en el centro de la superficie adhesiva expuesta.
7. Fije la solapa superior sobre el catetere y presione suavemente en el centro de la zona de tela sobre el adhesivo del catetere.



Instrucciones: para proteger más la piel, puede usarse un protector cutáneo antes de aplicar el dispositivo de fijación.

Nota: reemplaze el dispositivo de fijación si está sucio o mojado o si muestra signos de desgaste o daño.

Nota: utilizar un hisopo empapado en alcohol puede ayudar a retirar el dispositivo de fijación de la piel.

Nota: la reutilización de este dispositivo puede cambiar sus características mecánicas o biológicas y provocar fallos del dispositivo, reacciones alérgicas o infecciones bacterianas.


Nota: Ipoalergénico.

EFFECTIVE

INSTRUÇÕES PT

- 1. Seleccione a área de colocação do Grip-Lok.
2. Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação de penso.
3. Abra a dobra superior e mantenha-a aberta.
4. Posicione o Grip-Lok com o cateter na ranhura na extremidade da parte em espuma.
5. Segure o Grip-Lok em posição enquanto remove a película protectora de um lado, e depois do outro, para a colar na superfície da pele.
6. Remova o revestimento interior e coloque o cateter por cima da espuma e no centro da superfície adesiva exposta.
7. Pressa a dobra superior por cima do cateter e aplique uma pressão suave na área central de tecido sobre o adesivo do cateter.


Instruções: para uma maior protecção da pele, prepare a pele antes da aplicação do dispositivo de fixação.
Nota: Substitua o dispositivo de fixação caso se encontre sujo ou saturado de fluidos, ou se apresentar sinais de desgaste ou danos.
Nota: A utilização de um talhete embebido em álcool pode facilitar a remoção da pele do dispositivo de fixação.
Nota: A reutilização deste dispositivo pode alterar as suas características mecânicas ou biológicas e pode causar a falha do dispositivo, nomeadamente alergias ou infeções bacterianas.
Nota: Hipóalergénico.



ΟΔΗΓΙΕΣ EL

- 1. Επιλέξτε την περιοχή τοποθέτησης του Grip-Lok. Σημείωση: Ο καθετήρας θα πρέπει να έχει ήδη εισαχθεί στον ασθενή.
2. Προετοιμάστε το δέρμα σύμφωνα με το τυπικό πρωτόκολλο του νοσοκομείου περί επούλωσης πληγών. Εξομαλύνετε να απελευθερωθεί η περιοχή της εφαρμογής από οποιονδήποτε σκελετό για καλύτερη προσκόλληση.
3. Ανοίξτε το ένα πτερύγιο και κρατήστε το πτερύγιο ανοικτό.
4. Τοποθετήστε το Grip-Lok με τον καθετήρα στην αυλάκι, στο άκρο του αφρώδους τμήματος.
5. Κρατήστε το Grip-Lok στη θέση του ενώ αφαιρείτε τη γυάλινη επένδυση από τη μία πλευρά, και στη συνέχεια από την άλλη, για να το στερεώσετε στην επιφάνεια του δέρματος.
6. Αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση και τοποθετήστε τον καθετήρα πάνω από τον αεροκό στο κέντρο της επίστρωσης προσκόλλησης που έχει αποκαλυφθεί.
7. Επιστρέψτε το ένα πτερύγιο πάνω από τον καθετήρα και εφαρμόστε την πίεση στο κέντρο της αερομολιμένης περιοχής πάνω από το αυτοκόλλητο του καθετήρα.
Οδηγία: Για πρόσθετη προστασία του δέρματος, μπορεί να γίνει προεπιλογή του δέρματος πριν από την εφαρμογή διάταξης στερέωσης.

Σημείωση: Αντικαταστήστε τη διάταξη στερέωσης αν υπάρχουν αναφορές ή/και σημάδια με υγρό ή εάν η διάταξη παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς ή θραύσης.
Σημείωση: Η χρήση μακρού με αλκοόλ ενδέχεται να δυσκολύνει την αφαίρεση της διάταξης στερέωσης από το δέρμα.
Σημείωση: Η επαναχρησιμοποίηση αυτής της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει τη μηχανική ή βιολογική συμπεριφορά του και ενδέχεται να οδηγήσει σε αστοχία της συσκευής, αλλεργικές αντιδράσεις ή βακτηριακές λοιμώξεις.
Σημείωση: Υποαλλεργικό.



OHJEET FI

- 1. Valitse Grip-Lokin kiinnitysalue. Huomaa: Katetrin tulee olla jo potilaassa.
2. Valmistele iho sairastalon sidosten asettamista koskevan standardin tavan mukaisesti. Ihon valmistelu tai karvojen poisto voi olla tarpeen jollain potilailla, jotta sidos tarttuu paremmin.
3. Avaa päälyspuolen luska ja pidä luskaa auki.
4. Aseta Grip-Lok ja katetri vaahdonmuoviosion reunassa olevaan kolkkaan.
5. Pidä Grip-Lokia paikallaan poistessasi taustapaperin ensin yläpuolelta puolelta ja sitten toiselta puolelta, jotta se kiinnittyy kunnolla ihoon.
6. Poista sisäpuolen taustapaperi ja aseta katetri vaahdonmuovin päälle ja esillä olevan tarapinnan keskelle.
7. Kiinnitä päälyspuolen luska katetrin päälle ja paina kevyesti katetrin taran kangasosan keskelle.
Ohje: Ihon paremman suojaamisen varmistamiseksi, käytä ihon prehoitointiainetta ennen kiinnityksälleen kiinnittämistä.

Huomaa: Vaihda kiinnityslatse, jos se on likaantunut tai kastunut kokonaan, tai jos laiteessa näkyy kulumisen tai vaurion merkkejä.
Huomaa: Alkoholipyyhke voi auttaa kiinnityksälleen poistamisessa iholta.
Huomaa: Tämän kalteen uudelleenkäyttö voi muuttaa sen mekaanisia tai biologisia ominaisuuksia ja voi aiheuttaa bakteerian, allergisia reaktioita tai bakteeri-infektioita.
Huomaa: Hypoallergeeninen.



ANVISNINGER DA

- 1. Velg området til plassering av Grip-Lok. Bemerk: Kateteret skal være indsat på patienten i forvejen.
2. Klarer huden i henhold til almindelig hospitalprotokol for anslagsløst afbinding. Hudklargøring eller hårfjernelse kan være nødvendig hos visse patienter, for at bandagen kan hæfte.
3. Åbn øverste del af flappen og hold flappen åben.
4. Placer Grip-Lok med kateteret i fordybningen ved kanten af skumsektionen.
5. Hold Grip-Lok på plads på hudens overflade, mens papirbelægningen fjernes på den ene side og derefter den anden side.
6. Fjern den indvendige afdekning og placer kateteret over skurimet og på midten af den fremste klæbeflade.
7. Fastgør øverste flap over kateteret og tryk let midt på burrestofområdet over kateterets klæbeflade.
Anvisning: Huden beskyltes bedre ved at bruge hudklargøring for påsættelsen af fastgørelsen.
Bemerk: Udskift fastgørelsesenheden, hvis den bliver snavset eller genmettet af væske, eller hvis enheden viser tegn på slitage eller beskadigelse.
Bemerk: Anvendelse af en spriterviet kan hjælpe med at fjerne fastgørelsesenheden fra huden.
Bemerk: Genbrug af denne anordning kan ændre dens mekaniske eller biologiske egenskaber og kan forårsage, at anordningen svigter, allergiske reaktioner eller bakterieinfektioner.
Bemerk: Hypoallergenisk.



LEIDBEININGAR IS

- 1. Veljið svæðið fyrir staðsetningu Grip-Lok. Athugið: Hollegnum ætti þegar að vera komið yfir í sjúklingnum.
2. Undirbúið húðina samkvæmt stöðluðum reglum sjúkrahússins um umhöfð. Það getur þurft að undirbúa húðina eða fjarlægja hárf á sumum sjúklingum til að fá betri viðbúð.
3. Lefjið efri flápan og haldið flápan opnum.
4. Staðsetjið Grip-Lok með hollegnum í skorinni á bunninni af svamphútlunum.
5. Haldið Grip-Lok í rettri stöðu á meðan verið er að fjarlægja papírinn aftan af annarri hlið, síðan hinn. Í fastingar á öðrum síðu af húðinni.
6. Fjarlægjið innri afliðið og setjið hollegnum yfir svamphúf og ofan á miðjuna á linnarúnni.
7. Festið ofanverðan flápan yfir hollegnum og þrygjið varlega á miðjan plásturinn yfir ofan linsvæðið.
Stefna: Fyrir aukna húðvernd skal undirbúa húðina áður en festibúnaðinum er komið fyrir.
Athugið: Skiptu um festibúnaðinn ef hann er óhreinn eða þegarplástur eða ef búnaðurinn sýnir merki um slit eða skemmdir.
Athugið: Spretturka getur hjálpað til við að fjarlægja festibúnaðinn af húðinni.
Athugið: Endurnýting þessa búnaðar kann að breyta eiginleikum eða líffræðingum og getur valdið valda bilun, ónæmissvið brogðum eða sýkingu.
Athugið: Trauðnæmandill.



ANVISNINGER NO

- 1. Velg stedet der Grip-Lok skal sættes på. Merk: Kateteret bør allerede være satt inn.
2. Preparer huden i henhold til standard sykehusprotokoll for påsettning av bandasje. Hudpreparering eller hårfjerning kan være påkrevd hos enkelte pasienter for å oppnå bedre feste.
3. Åpne øverste flak og hold flaken åpen.
4. Posisjoner Grip-Lok med kateteret plassert i fordybningen på kanten av skumbløten.
5. Hold Grip-Lok på plass mens du fjerner papirbelagget fra den ene siden, deretter den andre siden, for å feste den til huden.
6. Fjern den innvendige strimmel og plasser kateteret over skurimet og midt på den syrlige klæbeflatten.
7. Fest den øverste flaken over kateteret og påfør forsiktig trykk midt på stoffdelen over kateterets klæbeflate.
Anvisning: For ekstra hudbeskyttelse kan hudpreparering brukes for påføring av sikringsanordningen.
Merk: Skift ut sikkerhetsenheten hvis den er trosset eller mettet i væske eller dersom enheten viser tegn på slitasje eller skade.
Merk: En vattpinne dyppet i alkohol kan bidra til å fjerne sikkerhetsenheten fra huden.
Merk: Gjentatt bruk av dette produktet kan endre produktets mekaniske og biologiske egenskaper og føre til at det ikke fungerer som det skal, og forårsake allergiske reaksjoner og bakteriell infeksjoner.
Merk: Hypoallergenisk.



INSTRUKCJA PL

- 1. Wybrać obszar, na którym umieszczone ma być mocowanie Grip-Lok. Uwaga: U pacjenta powinien już być założony cewnik.
2. Przygotować skórę zgodnie ze standardowym protokołem szpitalnym w celu zainstalowania oprężenia. U niektórych pacjentów konieczne może być przygotowanie skóry i usunięcie włosów w celu zapewnienia lepszego przylegnięcia.
3. Otworzyć górne skrzydełko i przytrzymać otwarte skrzydełko.
4. Umieścić mocowanie Grip-Lok z cewnikiem w bruzdzie na krzywiznie fragmentu z tworzywa piankowego.
5. Przytrzymać mocowanie Grip-Lok w jego położeniu podczas usuwania papierowej osłony z jednej, a następnie z drugiej strony, aby przyćwiczyć je do powierzchni skóry.
6. Usunąć wewnętrzne zabezpieczenie i umieścić cewnik ponad tworzywem piankowym w posadzkę odsłoniętej powierzchni adhezyjnej.
7. Przytworzyć górne skrzydełko nad cewnikiem i lekko docisnąć do środka fragmentu z tkaniny nad powierzchnią adhezyjną cewnika.
Zalecenie: Aby zapewnić dodatkową ochronę skóry, można przeprowadzić przygotowanie skóry przed założeniem systemu mocowania.
Uwaga: Wymień system mocowania, jeśli uległ zabrudzeniu lub nasiąkł płynem bądź jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
Uwaga: Anvendelse af en spriterviet kan hjælpe med at fjerne fastgørelsesenheden fra huden.
Uwaga: Ponowne użycie tego urządzenia może wpłynąć na jego właściwości mechaniczne lub biologiczne i spowodować jego uszkodzenie, reakcje alergiczne lub zakażenie bakteryjne.
Uwaga: Hypoalergiczny.



NÁVOD CS

- 1. Zvolte oblast pro umístění prostředku Grip-Lok. Poznámka: Katetr by měl být již zaveden do těla pacienta.
2. Připravte kůži dle standardního nemocničního protokolu pro aplikaci obvazového krytí. U některých pacientů může být nutné provést odstranění chlupů pro lepší adhezi.
3. Otevřete horní křídlo a držte ho otevřené.
4. Umístěte prostředek Grip-Lok s katetrem do zářezu na okraj pěnové části.
5. Držte prostředek Grip-Lok na místě a přitom odstraňte zadní papírovou část z jedné a potom z druhé strany, pro zajištění prostředku na kožním povrchu.
6. Odstraňte vnitřní podložku a umístěte katetr přes píču a do středu odkrytého lepkavého povrchu.
7. Zafixujte horní křídlo přes katetr a aplikujte jemný tlak na střed textilní oblasti nad špičkovou vrstvou katétru.
Poznámka: Pokud je náplast zmečtená nebo naskáká tekutinou nebo pokud vykazuje známky opotřebení či poškození, vyměňte ji za novou.
Poznámka: Při odstranění náplasti s pokožkou může pomoci, pokud použijete tampon namočený v alkoholu.
Poznámka: Opakované použití náplasti může změnit její mechanické nebo biologické vlastnosti a může způsobit její selhání, alergickou reakci nebo bakteriální infekci.
Poznámka: Hypoalergenní.



명령 KO

- 1. Grip-Lok을 부착할 부위를 선택합니다. 참고: 카테터는 이미 환자에 삽입된 상태여야 합니다.
2. 카테터 사용에 관한 표준 병실 의료도움에 따라 피부부 노출되는 부위를 제거할 경우 절차를 놓이기 위해 피부 노출되는 부분이 필요할 수 있습니다.
3. 위쪽 날개를 열고 계속 열려 있습니다.
4. 카테터가 노출된 부분의 기공자리에 잘 자리 잡도록 Grip-Lok을 위치합니다.
5. 뒷면 종이를 한쪽씩 제거하면서 Grip-Lok을 피부 표면의 홈바를 위치해 고정합니다.
6. 안쪽 안테나를 제거한 후 카테터를 홈 위 그리고 노출된 접착 표면 중앙에 위치시킵니다.
7. 위쪽 날개를 카테터 위에 고정시키고 후 카테터 접착면 위의 천 중단을 가압합니다.
다시 사용할 때, 피부부 추가 보호하기 위해서, 고정 기기 사용 전에 피부부 노출되는 부분을 오일된거나 질은 경우, 혹은 마모나 손상의 흔적이 있는 경우, 고정 장치를 교체하십시오.
참고: 알코올 솜을 사용하면 피부에서 고정 장치를 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.
참고: 본 기기의 재사용은 기기의 기계적, 생물학적 특성을 변화시킬 수 있으며, 고정, 알레르기 반응 또는 세균 감염을 일으킬 수 있습니다.
참고: 재사용 금지.



EFFECTIVE